

Installazione del software Namirial GraphoSign Lite


L'installazione avviene secondo le normali procedure tipiche dell'ambiente Windows e non presenta particolari problematiche.

Si tenga presente che occorre disporre dei privilegi di administrator del sistema.

Nel caso in cui sia stata installata la precedente versione di Namirial graphosign (versione 1) è necessario rimuoverla prima di procedere alla installazione di Namirial Graphosign 2. L'operazione è possibile attraverso l'apposita funzione 'Programmi e funzionalità' di Microsoft Windows.


Lanciare l'eseguibile scaricato dal sito web effettuando doppio click sul nome del file.

All'apparire della finestra




Scegliere la lingua desiderata e premere il tasto OK

Leggere le condizioni del contratto di licenza del software, al termine apporre la spunta sulla selezione 'Accetto i termini del contratto di licenza' e premere il tasto 'Avanti'



Indicare la cartella di installazione di GraphoSign, se possibile è consigliabile lasciare la cartella di installazione proposta.

Verificare che sul dispositivo ci sia sufficiente spazio per procedere con l'installazione, poi premere il tasto 'Avanti'




Selezionare i componenti da installare e premere il tasto 'Avanti'

Il componente GraphoSign Virtual Printer permette di importare su GraphoSign documenti provenienti da qualsiasi altro programma che sia in grado di effettuare una stampa.


Se si desidera attivare questa funzionalità è opportuno lasciare la selezione sul componente 'GraphoSign Virtual Printer'

In caso contrario si potranno firmare solamente documenti in formato Adobe PDF.




Indicare il nome del gruppo che verrà creato all'interno del menù Avvio/Start di Windows
Se possibile lasciare il nome del gruppo che viene proposto.

Premere il tasto "Avanti"



Verificare le impostazioni precedentemente impostare e premere il tasto 'Installa'

Nel caso si rilevassero delle impostazioni indesiderate è possibile tornare ai passi precedenti con il tasto 'Indietro'.



Attendere l'installazione dei componenti.

Al termine dell'installazione riavviare la macchina lasciando la selezione su 'Sì, riavvia il sistema adesso' e premendo il tasto Fine



Utilizzo del software Namirial GraphoSign Lite


Una volta installato il software è possibile utilizzarlo lanciando l'icona



Presente nel desktop

In alternativa sarà possibile lanciarlo attraverso la stessa icona presente nel menù avvio di Windows sotto il gruppo che è stato specificato al momento del setup ('Namirial' se è stata lasciata l'impostazione predefinita).

All'avvio verrà mostrato il seguente avviso.



L'attivazione del software è necessaria per dare validità legale alle firme apposte, fintanto che l'attivazione non verrà effettuata sarà possibile utilizzare il software in modalità test.

Sarà comunque possibile apporre le firme grafometriche ai documenti ma queste verranno contrassegnate con una X rossa e il dato biometrico non verrà memorizzato all'interno dei documenti firmati.

Se si vuole procedere all'attivazione premere sul tasto 'Sì'.

Attivazione del software Namirial GraphoSign Lite

Per procedere all'attivazione è necessario verificare nella confezione la presenza del codice di attivazione o promocode.

Inserire il codice di attivazione nello spazio predisposto

Procedura guidata

Attivazione del prodotto attraverso Promocode

Inserisci il codice di attivazione nel box sottostante.

Condizioni di utilizzo del sistema di firma grafometrica

Art. 1. Definizioni.
1.1. Ai fini del presente contratto e salvo eventuali definizioni indicate altrove e qui non espressamente menzionate, ai termini elencati nel presente articolo saranno assegnati i seguenti significati e saranno utilizzati sempre con lettera maiuscola, sia al singolare che al plurale:

- "Accordo di nomina": è l'accordo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati predisposto da Namirial (Mod.NAM GDPR04);
- "Certificato di Crittografia": è il certificato di protezione dei dati biometrici, composto da una chiave pubblica, ossia da una credenziale che serve a cifrare i dati biometrici delle firme elettroniche apposte su Documenti informatici e da una

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver compreso e di accettare espressamente le clausole contenute nelle Condizioni generali (Mod.NAM CA11), di cui ai seguenti articoli: Art.2 (Struttura del Contratto); Art.3 (Conclusioni del Contratto); Art.5 (Requisiti hardware e software); Art.8 (Licenza d'uso del Software); Art.9 (Condizioni di erogazione del Servizio); Art.10 (Diritti di proprietà intellettuale); Art.11 (Obblighi e responsabilità del Cliente); Art.12 (Durata ed effetti della cessazione); Art.13 (Corrispettivi e fatturazione); Art.14 (Obblighi e limitazioni di responsabilità di Namirial); Art.15 (Clausola risolutiva espressa); Art.17 (Foro competente); Art.18 (Disposizioni finali).

Accetto quanto sopra esposto e procedo con l'attivazione del sistema di firma grafometrica.

Attivazione con Promocode
Completamento step 1 di 3

< Indietro Avanti > Chiudi

Leggere le condizioni di utilizzo del sistema di firma grafometrica e mettere la spunta di accettazione nell'apposita casella
Premere il tasto Avanti.


Il sistema mostrerà la seguente maschera dove verranno mostrate a seconda del pacchetto di licenze acquistate il numero di licenza ancora attivabili.

Sarà necessario selezionare la funzionalità 'Attiva una nuova licenza' e premere il tasto 'Avanti'

The screenshot shows a software activation wizard window titled "Procedura guidata" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Scelta del tipo di attivazione da effettuare". Below this, there are two input fields: "Numero postazioni attivabili :" and "Numero postazioni già attivate :". Underneath, a section titled "Operazioni possibili" contains two radio button options: "Attiva una nuova licenza" (which is selected) and "Sposta su questa postazione una licenza precedentemente attivata altrove". At the bottom, there is a progress indicator labeled "Tipo di attivazione" showing "Completamento step 2 di 3" with a green bar. To the right of the progress bar are three buttons: "< Indietro", "Avanti >" (highlighted with a blue border), and "Chiudi".

Compilare tutte le informazioni richieste nella maschera con i dati dell'intestatario della licenza e del certificato di firma grafometrica ed autorizzare al consenso dei dati personali apponendo una spunta nella casella in fondo alla maschera.

Cliccare sul tasto 'Attiva questa postazione' che apparirà subito aver compilato la maschera e aver dato il consenso al trattamento dati personali.



Procedura guidata

Dati Licenza e certificato tecnico di firma grafometrica


Raccolta informazioni per emissione nuovo certificato e licenza grafometrica

Nome	<input type="text"/>	Cognome	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Ragione sociale	<input type="text"/>	Partita IVA	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>		
Comune	<input type="text"/>		
Provincia	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>		
Indirizzo email	<input type="text"/>	Indirizzo PEC	<input type="text"/>
Codice Rivenditore	<input type="text"/>		

Consenso al trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2019)

Dati di licenza e attivazione
Completamento step 3 di 3

Il messaggio 'Operazione di attivazione conclusa con successo' confermerà che l'attivazione è conclusa con successo.



Manuale di utilizzo del software Namirial GraphoSign Lite

Per le funzionalità del software e relativo manuale si rimanda al sito web

https://doc.namirial.com/graphosign/site_it/

E' possibile aprire il manuale anche utilizzando il tasto 'HELP' presente nel menu utilità.

Installazione della tavoletta

Namirial Pad NT5010: collegare la tavoletta con il cavo fornito in dotazione alla porta USB del pc. Il sistema riconoscerà la tavoletta ed installerà automaticamente i driver.

Namirial Pad NT10011: seguire le istruzioni riportate a questo link

https://download.namirial.com/driver/tsp/Quick_Guide_Namirial_PAD_final.pdf